

# Liberty™

## Drainable Pouches, Dual Adhesive



### WFD013

#### USO PREVISTO

Utilizado para recolectar la materia fecal eliminada por el intestino a través de un ostoma.

#### Precauciones

- Solo debe usarse sobre la piel intacta.
- Volver a usar un dispositivo de un solo uso puede suponer un peligro para la seguridad y el rendimiento del mismo.
- Deje de utilizar el producto en caso de irritación, contacte con personal de salud.
- El uso y tratamiento de la bolsa debe realizarse conforme a las instrucciones de uso.

## INSTRUCCIONES DE USO

---

### Preparación de la piel

- Limpiar cualquier residuo alrededor del ostoma.
- Secar la piel con pequeños toques sin frotar con una toalla suave.

### Preparación de la bolsa

- De acuerdo a la forma y diámetro del ostoma, prepare la nueva bolsa recortando el orificio de la placa adhesiva, asegurándose no cortar la bolsa en el proceso. Se recomienda utilizar tijera de punta roma.
- Insertar los dos extremos de la varilla de cierre en los bolsillos en la parte inferior y mantener la varilla de cierre plana y lisa.
- Enrollar la varilla de cierre hacia arriba 5 veces y plegar juntando los brazos hacia adentro para seguridad.

### Aplicación de la bolsa

- Asegurar que la piel se encuentre indemne, limpia y seca antes de colocar la placa adhesiva.
- Despegar el papel adhesivo de la placa.
- Despegar el papel adhesivo del anillo de seguridad externo.
- Centrar la placa alrededor del ostoma y presionar suavemente la placa y el anillo de seguridad externo contra la piel hasta que la bolsa se encuentre adherida con seguridad a la piel.
- Presionar suavemente la placa para generar algo de calor que ayudará a facilitar la adhesión.

### Abrir y drenar la bolsa

- Sostener el extremo de la bolsa hacia arriba, desenrollar la varilla de cierre hacia abajo 5 veces hasta que el borde drenable sea visible. Vaciar el contenido en el inodoro.
- Limpiar los residuos alrededor del borde drenable con papel higiénico.

## Cierre de la bolsa

- Enrollar la varilla de cierre hacia arriba 5 veces y plegar juntando los brazos hacia adentro para seguridad.

## Remover, vaciar y desechar la bolsa

- Para desechar la bolsa usada, sostener el extremo de la bolsa hacia arriba, desenrollar la varilla de cierre hacia abajo 5 veces hasta que el borde drenable sea visible. Vaciar el contenido en el inodoro.
- Aplicar ligera presión a la placa adherida en la piel y suavemente despegar hacia abajo para remover la bolsa. El uso de removedores facilita el retiro de la placa, y reduce la incidencia de problemas en la piel.
- Desechar la bolsa usada en la papelera. No intentar eliminar alguna parte de la bolsa en el inodoro.

## Recomendaciones

- No se recomienda utilizar esta bolsa en pacientes con urostomias y/o fistulas.
- En los pacientes ostomizados, existe un porcentaje significativo de problemas en la piel peristomal. Dichos problemas pueden verse reducidos con el asesoramiento profesional y/o el uso de accesorios (povos protectores, pastas, cremas, etc).
- Para reducir el riesgo de fugas, se recomienda el uso de placas adhesivas que correspondan a la forma del ostoma (planas y convexas).

## Almacenamiento

- El producto es para uso personal y no debe ser usado por alguien más.
- Almacenar siempre las bolsas en un lugar seco y a la temperatura recomendada (0-27°C o 32-80° F).
- Después que las bolsas han sido removidas de su envase, se debe tener cuidado de almacenarlos adecuadamente.

PPR-INS-PE1 11



 **Welland Medical Ltd.,**  
Hydehurst Lane, Crawley,  
West Sussex RH10 9AS  
United Kingdom

**Tel:** +44 (0) 1293 615455  
**Fax:** +44 (0) 1293 615411  
**Email:** [info@wellandmedical.com](mailto:info@wellandmedical.com)  
(A CliniMed Group Company)

Welland® and the Welland logo™ are trade marks of CliniMed (Holdings) Ltd.