

FR

Pour stomisés

No Sting Medical Adhesive Remover spray, 50 ml :
retire l'adhésif de l'appareil de stomie de la peau.

Attention : À rutiliser que sur la peau
péristomale intacte. N'utiliser qu'en suivant
les instructions. Éviter les zones délicates ou
sensibles de la peau. En cas de doute, effectuer
un test de tolérance sur une petite zone avant
utilisation. Cesser d'utiliser le dispositif en cas
d'irritation. Ce produit peut ne pas convenir aux
nourissons de moins de 30 jours. Ne pas inhaler.
Nourris dans des endroits bien ventilés.



Danger

Aérosol extrêmement inflammable. Réceptacle
sous pression : peut éclater s'il est chauffé.
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces
chaudes, des étincelles, des flammes nues et
autres sources d'inflammation. Ne pas fumer.
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou une
autre source d'inflammation. Ne pas percer ou
brûler, même après utilisation. Ne pas exposer
à des températures supérieures à 50 °C /
122 °F. Éliminer l'aérosol conformément aux
réglementations locales.

Le maintien d'une peau péristomale saine est
essentiel pour prévenir les complications lorsque
vous vivez avec une stomie. Vérifiez et veillez
à garder la peau autour de la stomie propre et
saine, en la comparant à la peau du reste de
votre abdomen. Si vous remarquez des signes
de complications cutanées péristomiales, tels
qu'un changement de couleur, une irritation ou
une modification de la texture, il est essentiel
de consulter rapidement un professionnel de
santé. Les complications non traitées peuvent
avoir des conséquences graves, voire entraîner
des problèmes de santé systémiques. Des
soins proactifs de la peau péristomale et une
intervention précoce constituent votre meilleure
défense contre les complications et améliorent
considérablement votre bien-être général.

En cas d'incident sérieux, demander un avis
médical avant de contacter le fabricant,
Welland Medical Ltd., et votre autorité
compétente locale par l'intermédiaire de votre
distributeur ou importateur.

IT

Per persone stomizzate

Spray non irritante per la rimozione di adesivi
medicali. 50 ml. Rimuove l'adesivo del dispositivo
per stomia dalla cute.

Avvertenza: utilizzare solo su cute peristomale
non lesionata. Utilizzare solo come indicato.
Evitare le aree cutanee delicate o sensibili. In caso
di dubbio, testare un'area di piccole dimensioni
prima dell'uso. Interrompere l'uso in presenza di
irritazione. Questo prodotto potrebbe non essere
idoneo per neonati di meno di 30 giorni. Non
inalare. Utilizzare in aree ben ventilate.



Pericolo

Spray estremamente infiammabile. Contenitore
pressurizzato: potrebbe esplodere se riscaldato.
Tenere lontano da calore, superfici calde,
scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione.
Vietato fumare. Non spruzzare in direzione di
una fiamma libera o altra fonte infiammabile.
Non perforare né bruciare, neanche dopo l'uso.
Non esporre a temperature superiori a 50 °C.
Smaltire il flacone spray in conformità con le
disposizioni locali.

Mantenere sana la cute peristomale è essenziale,
al fine di evitare complicanze quando si vive
con uno stomia. Controllare regolarmente e
preservare la salute della cute intorno al proprio
stoma, confrontandola con la pelle del resto
dell'addome. Se si notano eventuali segni di
complicanze della cute peristomale, ad es.
cambiamenti di colore, irritazione o cambiamenti
in termini di consistenza al tatto, è essenziale
rivolgersi immediatamente a un operatore
sanitario. Le complicanze non trattate possono
comportare conseguenze gravi, causando
potenzialmente problemi sistemici di salute.
La cura proattiva della cute peristomale e un
intervento tempestivo sono la miglior difesa
contro complicanze, migliorando sensibilmente il
proprio benessere complessivo.

In caso di inconveniente grave, consultare un
medico prima di contattare il produttore, Welland
Medical Ltd., e l'autorità locale competente
tramite il proprio distributore o importatore.

DE

Für Stomaträger

Reizfreies medizinisches Spray zur Entfernung
von Pflaster-/Kleberückständen. 50 ml zur
Entfernung des Klebers von Stoma-Produkten
von der Haut.

Vorsicht: Nur auf intakter peristomaler Haut
anwenden. Nur anweisungsgemäß anwenden.
Nicht auf empfindlichen oder sensiblen
Hautstellen anwenden. Im Zweifelsfall vor der
Anwendung an einer kleinen Hautstelle einen
Test durchführen. Falls Reizungen auftreten,
Anwendung nicht fortsetzen. Dieses Produkt ist
nicht für die Anwendung bei Säuglingen unter
30 Tagen geeignet. Nicht einatmen. Nur in gut
belüfteten Bereichen verwenden.



Gefahr

Hochentzündliches Aerosol. Behälter steht unter
Druck: kann bei Erhitzung platzen. Von Hitze,
heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen
sowie anderen Zündquellenarten fernhalten.
Nicht rauchen. Nicht in eine offene Flamme oder
andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen
oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
Nicht höheren Temperaturen als 50 °C aussetzen.
Spraydosen gemäß den örtlichen Vorschriften
entsorgen.

Die Gesunderhaltung der peristomalen Haut ist
entscheidend, um Komplikationen bei einem
Stoma zu vermeiden. Überprüfen Sie regelmäßig
den Zustand der Haut rund um Ihr Stoma
durch Vergleich mit der Haut Ihres restlichen
Bauches und halten Sie die peristomale Haut
gesund. Wenn Sie Anzeichen von peristomalen
Hautkomplikationen wie Farbveränderungen,
Reizungen oder Veränderungen der Textur
bemerken, ist es wichtig, umgehend
einen Arzt aufzusuchen. Unbehandelte
Komplikationen können schwerwiegende
Folgen haben und möglicherweise zu
systemischen Gesundheitsproblemen führen.
Eine proaktive peristomale Hautpflege und
frühzeitiges Eingreifen sind der beste Schutz vor
Komplikationen und verbessern Ihr allgemeines
Wohlbefinden erheblich.

Holen Sie bei einem schwerwiegenden Vorfall
ärztlichen Rat ein, bevor Sie sich über Ihren
Händler oder Importeur an den Hersteller
Welland Medical Ltd. und Ihre zuständige
Behörde vor Ort wenden.

NL

Voor stomadragers

Niet-irriterende Medical Adhesive Remover
spray. 50ml verwijft kleefmiddelen van stoma-
apparatuur van de huid.

Let op: Alleen voor gebruik op de intacte
peristomale huid. Alleen gebruiken zoals
voorgeschreven. Vermijd wetsbare of gevoelige
delen van de huid. Bij twijfel voor gebruik een
klein gebied testen. Stop het gebruik als irritatie
optreedt. Dit product is mogelijk niet geschikt
voor gebruik bij baby's jonger dan 30 dagen.
Niet inademen. Gebruik in goed geventileerde
ruimtes.



Gevaar

Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder
druk: kan barsten bij verhitting. Weghouden
van hitte, hete oppervlakken, vonken, open
vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet
roken. Niet spuiten op een open vlam of
andere ontstekingsbron. Niet doorboren of
verbranden, ook niet na gebruik. Niet blootstellen
aan temperaturen hoger dan 50°C / 122°F.
Spuitbussen weggoien volgens plaatselijke
voorschriften.

Het behoud van een gezonde peristomale huid
is van vitaal belang om complicaties bij het
leven met een stoma te voorkomen. Controleer
geregeld en onderhoud de gezondheid van de
huid rond je stoma en vergelijk deze met
de huid op de rest van je buik. Als je tekenen
van complicaties van de peristomale huid
opmerkt, zoals kleurverandering, irritatie of
andere veranderingen, is het essentieel dat je
onmiddellijk een arts raadpleegt. Onbehandelde
complicaties kunnen ernstige gevolgen
hebben en mogelijk leiden tot systemische
gezondheidsproblemen. Proactieve peristomale
huidverzorging en vroegtijdig ingrijpen zijn je
beste verdediging tegen complicaties en kunnen
je algehele welzijn aanzienlijk verbeteren.

Bij ernstige incidenten, raadpleeg eerst een arts
voordat u contact opneemt met de fabrikant,
Welland Medical Ltd., en uw plaatselijke bevoegde
autoriteit via uw distributeur of importeur.



Utilisation multiple pour
un seul patient / Singolo
paziente - Uso multiplo /
Mehrfache Anwendung
bei einem Patienten /
Meervoudig gebruik voor
één patiënt



Tenir à l'écart du soleil
/ Tenere lontano dalla
luce del sole / Vor
Sonnenstrahlung schützen
/ Uit de buurt van zonlicht
houden



Conforme à la directive
européenne sur les
dispositifs aérosols /
Conforme alla Direttiva UE
sui generatori di aerosol /
Entspricht der EU-Richtlinie
für Aerosolsprayer / Voldoet
aan EU-richtlijn voor aerosols



Numéro de modèle / Numero
modello / Modellnummer /
Modelnummer



Fabricant /
Produttore /
Hersteller /
Fabrikant



Date de fabrication /
Data di fabbricazione /
Datum der Herstellung /
Productiedatum



Date limite d'utilisation /
Data di scadenza /
Verfallsdatum /
Te gebruiken tot



Dispositif médical /
Dispositivo medico /
Medizinprodukt /
Medische hulpmiddel



Capacité maximale que le
contenant peut supporter
/ Capacità raso bordo /
Gesamt Fassungsvermögen /
Volle bovenkant



Code de lot / Codice lotto
/ Chargennummer /
Batchnummer



Identifiant unique du
dispositif / Codice di
identificazione univoco /
Eindeutige Gerätekennung /
Uniek hulpmiddel nummer



Représentant autorisé
de l'UE / Rappresentante
Autorizzato nella UE /
EU-Bevollmächtigter
Gemeinlichd
vertegenwoordiger EU



Représentant autorisé en
Suisse / Rappresentante
Autorizzato in Svizzera
/ Bevollmächtigter
in der Schweiz /
Zwitsersse Gemachtigde
Vertegenwoordiger



Attention /
Avvertenza /
Vorsicht /
Let op



Conforme à la
réglementation européenne
sur les dispositifs médicaux
/ Conforme al Regolamento
UE sui dispositivi medici
/ Entspricht der EU-
Medizinprodukteverordnung
/ Voldoet aan EU-verordening
voor medische hulpmiddelen



Limite supérieure de
température / Limite
superiore di temperatura /
Obere Temperaturgrenzwert
/ Bovengrens temperatuur



Garder au sec /
Tenere asciutto /
Trocken halten /
Droog bewaren



Consulter le mode d'emploi
/ Consultare le istruzioni per
l'uso / Gebrauchsanweisung
beachten / Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing



Importateur /
Importatore /
Importeur



Importateur dans l'UE /
Importatore nella UE /
EU-Importeur /
EU importeur



Distributeur /
Distributore /
Händler /
Distributeur



Recyclable (vérifiez les
systèmes locaux) / Riciclabile
(controllare le disposizioni
locali) / Recyclebar (bitte
örtliche Systeme prüfen)
/ Recyclebaar (controleer
lokale systemen)



Extrêmement inflammable
/ Estremamente
inflamabile /
Hochentzündlich /
Extreem ontvlambaar

Welland

Medical
Adhesive
Remover

No Sting Spray

WAB050



CS Lifesciences Europe Limited
The Black Church
St. Mary's Place
Dublin 7
Dublin
D07P4AX
Ireland



Welland Medical Ltd.,
Hydehurst Lane, Crawley,
West Sussex, RH10 9AS
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1293 615455
www.wellandmedical.com

Welland® and the Welland
logo™ are trade marks of
CliniMed (Holdings) Ltd.

PPR-INS-WAB-DAC 10 • PID 11487
10/10/2024

